

**Adaptadores compatibles para ultrasonido.  
CONNECT**



REF	SSP...	E8	ED8	ES8	EK8
		Compatible con EMS	Compatible con DTE/Satelec/NSK	Compatible con Sirona	Compatible con Kavo/Sonicflex

**Llave doble de ajuste**



**Adaptador universal para utilizations con ultrasonido.**

CONNECT es una alternativa más para utilizar sus instrumentos rotativos FG. Por ejemplo en la cercanía del área gingival, es más adecuada y menos traumática la utilización de instrumentos oscilantes que los instrumentos rotantes. Nuestro adaptador compatible está disponible para todos los sistemas usuales de ultrasonido que se encuentran en el mercado.

**Recomendaciones de utilización**



Limpieza de implantes de titanio con OkoCleaner FG



Aproximal para alisar composites



Cervical, para eliminar la placa de forma cuidadosa



Parodontal, para alisar la raíz de forma cuidadosa.



Veneers, para remecer las carillas



Colocar inlays y puentes



Liberar postes radiculares rotos con la bola no diamantada

